



WC GEL AVEC JAVEL

Caractéristiques

 $\begin{array}{lll} \mbox{Aspect: liquide visqueux} & \mbox{Ph à l'état pur: } 10,0 \ \pm 1 \\ \mbox{Couleur: incolore à jaune pâle} & \mbox{Densité à } 20 \ ^{\circ}\mbox{C: } 1,005 \ \pm 0,005 \\ \mbox{Odeur: citron javellisé} & \mbox{Solubilité: totale dans l'eau} \end{array}$

Utilisation

WC GEL AVEC JAVEL MACTEEP est un produit professionnel spécialement étudié pour nettoyer et parfumer les cuvettes de WC en laissant une odeur agréable odeur citronnée.WC GEL AVEC JAVEL MACTEEP est inoffensif pour les fosses septiques.

Mode d'emploi - dosage

Ouvrir le flacon en pressant sur les deux parties lisses du bouchon.

Incliner le flacon et appuyer pour projeter WC GEL AVEC JAVEL MACTEEP sous le rebord et sur les parois de la cuvette.

Laisser agir 5 minutes.

Brosser, puis tirer la chasse d'eau.

Réglementation – précautions d'emploi

S'assurer au préalable de la compatibilité du produit avec la surface à traiter. Porter des gants de ménage. En cas de projections accidentelle oculaire et /ou cutanée, rincer abondamment à l'eau. Ne pas mélanger à d'autres produits, car il pourrait y avoir dégagement de gaz dangereux (chlore). Pour ne pas provoquer une décoloration ou une détérioration, veiller à ne pas mettre de produit en contact avec des textiles, des métaux, du bois, des surfaces peintes, des papiers peints, des surfaces stratifiées ou plastiques abîmées. Rincer immédiatement à l'eau toute surface ayant reçu une projection indésirable. Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant

Produit destiné à un usage uniquement professionnel.

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5°C et 30°C. Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01 45 42 59 59

Étiquetage règlementaire (cf section 2 de la FDS) : selon le règlement CE 1272/2008 et

ses modifications (étiquetage dit CLP) : Étiquetage additionnel : EUH210 Transport ADR (cf section 14 de la FDS) : Non soumis

Code douanier: 3402.90.90

Réf. 1047 - UV : flacon de 750 ml

Cdt: carton de 6

<u>Distribué par</u> les Entreprises du réseau **HYG'UP**

> N POINTE DE L'HYGIENE WWW.hyg-up.com